

Haptoglobin im Serum

Klinische Indikation

- Diagnostik hämolytischer Erkrankungen
- Verlaufskontrolle bei Hämolyse

Beurteilung

Erniedrigte Werte:

- intravasale Hämolyse

Normale/erhöhte Werte:

- Normalwerte oder Akute-Phase-Reaktion als parallele Bestimmung wird daher die Messung des CRP (C-reaktives Protein) empfohlen und zusätzlich Hämopexin bei Verdacht einer starken Hämolyse

Normalbereiche

Konventionell (KE): g/l

0,3 - 2,0

siehe Befundbericht

Erwachsene

Kinder

Sonstiges

Methode

TIA

Präanalytik

keine Besonderheiten

Aufbewahrung

im Vollblut: bei Raumtemperatur 8 d, bei 2-6°C 7 Wochen; im Serum -20°C 3 Monate, 4-8°C 8 Monate, 20-25° 3 Monat

Volumen

1 ml Serum

Literaturhinweise

Labor und Diagnose. L. Thomas; 8. Auflage, 2012

Stand: 13.08.2018

28.03.2024 / 09:50