

## Aminosäuren im Plasma im EDTA-Plasma, gefroren

### *Klinische Indikation*

Störung des Aminosäurenstoffwechsels und der Aminosäurenbalance.

### *Normalbereiche*

*Konventionell (KE):* .

s. Befundbericht

### *Sonstiges*

<i>Methode</i>	LC-MS
<i>Präanalytik</i>	Blut sollte sofort nach der Abnahme zentrifugiert werden, das Plasma ist abzupipettieren und einzufrieren.
<i>Volumen</i>	4 ml EDTA-Blut
<i>Fremdleistung</i>	ja

Stand: 9/17/2024

2/13/2025 / 10:21 AM