

Aminosäuren im Liquor und Urin im Untersuchungsmaterial (verschieden)

Klinische Indikation

Störung des Aminosäurenstoffwechsels und der Aminosäurenbalance

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
s. Befundbericht

Sonstiges

<i>Methode</i>	LC-MS
<i>Aufbewahrung</i>	2 - 8 °C
<i>Volumen</i>	10 ml
<i>Fremdleistung</i>	ja

Stand: 7/19/2018

2/13/2025 / 12:39 AM