## Leistungsverzeichnis



## Enterobius vermicularis im Klebestreifenabklatsch

Klinische Indikation

perianaler Pruritus (z.T. mit bakterieller Superinfektion)

Sonstiges

Methode MIKR

Synonyme Oxyuris vermicularis

Entnahme möglichst morgens vor dem Aufstehenperianaler Abklatsch der ungewaschenen Haut

Präanalytik Entnahmesystem: handelsüblicher Klebestreifen auf einem Glasobjektträger; Transport möglichst in bruchsicherem Köcher

Alternatives Untersuchungsmaterial: Stuhl in Stuhlröhrchen oder sterilem Gefäß (gekühlte Lagerung 2-8°C), Probe an 3

verschiedenen Tagen

Aufbewahrung Raumtemperatur (18-22°C); Stuhl i. Kühlschrank (2-8°C)

Häufigkeit der Bestimmung täglic

Volumen 3-5 ml (haselnussgroße Menge)

Stand: 06.05.2025

16.12.2025 / 14:32