

Freie Lambda Leichtketten im Serum

Klinische Indikation

Screening auf monoklonale Plasmazellproliferative Erkrankungen. Prognostischer Marker bei Vorliegen einer monoklonalen Plasmazell-proliferativen Erkrankung.

Quantitatives Monitoring von Patienten mit Amyloidose, dem oligosekretorischen Myelom und bei Patienten, bei denen ein Nicht-sekretorisches Myelom vermutet wird.

Dokumentation der kompletten Response nach Behandlung.

Normalbereiche

Konventionell (KE): mg/l

5,71 - 26,30

0,26 - 1,65

0,37 - 3,1

Kappa/Lambda Ratio

chronisch Nierenkranke

Sonstiges

<i>Methode</i>	TIA
<i>Kurzbezeichnung</i>	LAMBDAF
<i>Synonyme</i>	Bence-Jones-Proteine, freie Leichtketten, isolierte Schwereketten
<i>Präanalytik</i>	keine Besonderheiten
<i>Häufigkeit der Bestimmung</i>	werktäglich
<i>Volumen</i>	1 ml Serum

Stand: 4/12/2024

3/23/2025 / 2:24 AM