

Faktor XIII - Aktivität im Citrat-Blut

Klinische Indikation

- Abklärung von Blutungen
- Abklärung von Wundheilungsstörungen
- Verbrauchskoagulopathie

Normalbereiche

Konventionell (KE): %

>60

Sonstiges

<i>Methode</i>	PHOT
<i>Präanalytik</i>	Citratblut nach Entnahme 30min zentrifugieren, Plasma abtrennen und einfrieren
<i>Volumen</i>	1 ml Citrat-Blut
<i>Fremdleistung</i>	ja

Stand: 8/9/2018

2/13/2025 / 9:54 AM