



Parameterstabilität

Liebes Praxisteam,

aufgrund einer EU-Verordnung sind die Labore verpflichtet, sich strikt an die Vorgaben der neuen In-vitro-Diagnostika-Richtlinie (IVDR) zu halten. Diese ersetzt die vorherige Richtlinie 98/79/EG (IVDD) und führt strengere Vorschriften ein, um die klinische Sicherheit zu erhöhen. In der nachfolgenden Tabelle sind die am häufigsten nachgemeldeten Untersuchungen mit den zeitlichen Stabilitätsgrenzen (Stand 08.2025) aufgelistet. Wir bitten Sie, diese zu beachten. Für weitere Fragen stehen wir ihnen gern zur Verfügung. Ihr Labor

Untersuchung	Material	Nachforderung ab Zeitpunkt der Blutentnahme möglich bis:
AFP	Serum	14 Tage
Alk. Phosphatase	Serum	7 Tage
AMH	Serum	5 Tage
Auto-Antikörper	Serum	5 Tage z.T. 14 Tage
Antikörper (Infektionsserologie)	Serum	7 Tage z.T. 14 Tage
Bilirubin gesamt	Serum	7 Tage
Blutbild (groß)	EDTA-Blut	24 Stunden *
Blutbild (klein)	EDTA-Blut	48 Stunden *
Calcium	Serum	14 Tage
Calcitonin	Serum	24 Stunden
Cholesterin, LDL,HDL	Serum	7 Tage
Cholinesterase	Serum	7 Tage
CK	Serum	7 Tage
CK-MB	Serum	8 Tage
Creatinin	Serum	7 Tage
	Urin	6 Tage
CRP	Serum	14 Tage
Cystatin C	Serum	7 Tage
D-Dimer	Citrat-Plasma	8 Stunden *
Eisen	Serum	14 Tage
Elektrophorese	Serum	10 Tage
Folsäure	Serum	9 Tage
Gamma-GT GOT/AST GPT/ALAT	Serum	7 Tage
Gesamteiweiß	Serum	14 Tage
Harnsäure	Serum	7 Tage
Harnstoff	Serum	7 Tage
HbA1c	EDTA-Blut	5 Tage
HTC	Serum	14 Tage
Immunfixation	Serum, Urin	7 Tage
Kalium	Serum	14 Tage
Komplement (C3, C4)	Serum	8 Tage
LDH	Serum	4 Tage

Untersuchung	Material	Nachforderung ab Zeitpunkt der Blutentnahme möglich bis:
Lipase	Serum	7 Tage
Lp(a)	Serum	14 Tage
Magnesium	Serum	7 Tage
MAK (Anti-TPO)	Serum	8 Tage
MMS	Serum	14 Tage
Mikrobiologie	divers	i.d.R. 7 Tage
Natrium	Serum, Urin	14 Tage
NT-proBNP	Serum	6 Tage
17- β -Östradiol	Serum	11 Tage
PCT (Procalcitonin)	Serum	48 Stunden
Progesteron	Serum	5 Tage
Prolaktin	Serum	14 Tage
Protein C + S	Citrat-Plasma	8 Stunden *
PSA gesamt + frei	Serum	5 Tage
PTH (Parathormon)	Serum	48 Stunden
PIT	Citrat-Plasma	8 Stunden *
Quick	Citrat-Plasma	8 Stunden *
Retikulozyten	EDTA-Blut	3 Tage *
Rheumafaktor	Serum	8 Tage
SHBG	Serum	7 Tage
fT3	Serum	7 Tage
fT4	Serum	7 Tage
TSH	Serum	14 Tage
TAK (Anti-Tg)	Serum	4 Tage
Testosteron, gesamt	Serum	14 Tage
Triglyceride	Serum	10 Tage
TRAK (TSH-R-AK)	Serum	6 Tage
Troponin T	Serum	24 Stunden
Urinteststreifen/U10/ Urinsediment	Urin	taggleich
Vitamin-D3 (25OH)	Serum	11 Tage
Vitamin D (1,25 di-OH)	Serum	14 Tage
Vitamin-B12	Serum	11 Tage

*bei Raumtemperatur lagern