

Omega-3 und 6-Fettsäure im Plasma im Serum

Klinische Indikation

Versorgung mit essenziellen Fettsäuren und deren Metaboliten

Beurteilung

Bestimmt werden:

Omega-3-FS in Plasma

- 18:3w3 a-Linolensäure
- 20:5w3 Eicosapentaensäure (EPA)
- 22:6w3 Docosahexaensäure (DHA)

Omega-6-FS in Plasma

- 18:2w6 Linolsäure
- 18:3w6 g-Linolensäure
- 20:3w6 Bishomo-g-Linolensäure
- 20:4w6 Arachidonsäure (AA)

Normalbereiche

Konventionell (KE): mg/L

siehe Befundbericht

Sonstiges

<i>Methode</i>	GC/MS
<i>Volumen</i>	2 ml
<i>Fremdleistung</i>	ja

Stand: 4/18/2023

2/13/2025 / 11:26 AM