

Harnsäure im 24 Stunden-Sammelurin

Klinische Indikation

- Stoffwechselerkrankungen (Gicht, metabolisches Syndrom)
- Niereninsuffizienz
- Leukosen
- Alkoholabusus
- Purin - Stoffwechsel

Normalbereiche

International (SI): mmol/d

< 4,76

24-h-Sammelurin

Konventionell (KE): mg/d

< 800

24-h-Sammelurin

< 80 mg/dl

1. Morgenurin

*Umrechnung: KE = SI * 168.1*

Sonstiges

Präanalytik 3 Tage Purin- und Proteinarme Kost, kein Alkohol

Häufigkeit der Bestimmung werktäglich

Volumen 1 ml 24h-Urin

Stand: 2/13/2025

3/23/2025 / 2:43 AM